

## FICHA TÉCNICA



**Producto:** Incentivo Respiratorio Tri-ball

**Referencia:** FM-22

**Marca:** Life Care Solutions SAS

**Características:** Este dispositivo es un accesorio útil para complementar la terapia respiratoria, su inclusión se hace bajo los principios de la espirometría e inspirometría y sirve para estimular al paciente a mejorar sus inspiraciones antes o después de la aplicación de gases o medicamentos.

**Uso:** Resulta útil para estimular a pacientes con dificultades respiratorias que bajo prescripción médica deban ejercitar el aumento de su capacidad para inspirar aire. El dispositivo puede ser utilizado solo o asociado a el kit de nebulización.  
Uso único - No reutilizable.

**REGISTRO INVIMA 2014DM-0011691**

### **Especificaciones:**

**Incluye:** Boquilla, cámaras de aire, balones de estímulo y manguera flexible.

**Manguera:** Dispositivo que permite el ingreso y salida de aire hacia las cámaras en la realización de los ejercicios de expiración e inspiración.

**Incentivo:** Dispositivo que permite estimular al paciente para realizar una inspiración o expiración máxima sostenida.

**Riesgos:** La reutilización del producto puede causar transmisión de enfermedades infectocontagiosas, su uso está restringido a criterio médico en pacientes con heridas a nivel la boca.

**Manipulación segura:** el producto una vez extraído de su envase debe usarse lo más rápido posible para evitar su contaminación.

**Almacenamiento:** el producto se puede almacenar a temperaturas entre 5°C a 25°C y humedades relativas de 0% a 70%. Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos. No almacenar al aire libre ni a la luz solar.