



FICHA TÉCNICA

Producto: Máscara Nasal con apoyo frontal

Referencia: N5

Descripción: La máscara nasal es un accesorio para ventiladores que suministran ventilación no invasiva de presión positiva continua o binivel en las vías respiratorias. Con marco en la frente que se adapta automáticamente.

Presentación comercial: Empaque unitario en bolsa plástica sellada herméticamente.

Características: Posee una muesca encima del cojín que permite mejor adaptación a la nariz. Libertad de movimiento con menos fugas de aire. Codo giratorio de 360°. Último diseño en los orificios de ventilación que se caracterizan por bajo ruido. Está constituida por cojín y marco principal únicamente, lo que permite que el montaje, desmontaje y limpieza sean más fáciles.

Presión de terapia: 4 a 25 cmH₂O.

Presión (cmH ₂ O)	4	9	15	20	25
Flujo (L/min)	19	30	39	46	52

Resistencia: Caída de presión medida (promedio de 3 tamaños)

A 50 L/min: 0,2 cmH₂O

A 100 L/min: 0,8 cmH₂O

Materiales: Almohadilla siliconada. Libre de látex.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0007704

Uso: Está indicada para pacientes adultos (>30 kg) para quienes la terapia de presión positiva en las vías respiratorias ha sido formulada.

Precaución: Seguir las indicaciones del manual de usuario.

Condiciones ambientales:

Temperatura de funcionamiento: >5°C a >40°C

Humedad de funcionamiento: 0% a 93% humedad relativa, sin condensación.

Temperatura de Almacenamiento y transporte: -20C a +55C

Humedad de almacenamiento y transporte: 10%-93 % humedad relativa, sin condensación.