

FICHA TÉCNICA



Producto: Tubo de extensión con rosca para humidificador

Referencia: SO-676

Marca: Salter Labs

Descripción: Tubo de 38 cms. de largo con tres canales internos, terminado en rosca macho para conexión del humidificador.

Presentación comercial: Caja por 50 unidades en bolsa plástica sellada herméticamente.

Características: Terminal con anillos concéntricos para una conexión fácil y segura.

Rosca plástica que ajusta perfectamente al humidificador.

Materiales: PVC grado médico, libre de látex.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2017DM-0016747

Uso: Conecta el humidificador a la salida del concentrador de oxígeno o a un regulador.

Vida útil: Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.

Almacenamiento: Temperatura de almacenamiento de -20°C a 50°C. Mantener en lugares secos, sin humedad, lejos de la luz directa del sol.

Riesgo: Bajo riesgo de uso.

Riesgo de carga microbiológica cuando se reusa.

Proceso de destrucción: Usualmente el proceso de destrucción es por incineración.

Uso ambulatorio coloque el dispositivo dentro de una bolsa y arrójelo a la caneca con tapa para ser recogido.

Uso hospitalario una vez usado colóquelo en una caneca demarcada como material biológico contaminado y enlace con el sistema de recogida de residuos hospitalarios de la ciudad.