

FICHA TÉCNICA



Producto: Succionador de mesa

Marca: Konsung

Referencia: 9E-A

Características:

Succionador para uso en casa y consultorios.

Trabajo liviano.

Uso adulto, pediátrico y neonatal.

Garantía de un año por defecto de fabricación.

REGISTRO INVIMA 2016DM-0015359

Uso: Para aspiración de secreciones en boca y vía aérea para permitir una respiración adecuada o ventilación del paciente.

Especificaciones:

Voltaje	110 V
Potencia de entrada	90 VA
Ruido	≤65 dB
Presión negativa máxima	≥0.075 MPa
Poder de succión	15 L/min
Tiempo de trabajo continuo	0 - 30 min
Tiempo de descanso	30 min
Volumen del frasco	1.000 ml
Peso	4.32 kg
Temperatura de almacenamiento	-25c - 70c
Humedad de almacenamiento	10% - 90%

Accesorios incluidos:

- Frasco de 1.000 ml
- Filtro de aire
- Manguera para succión