

FICHA TÉCNICA



Producto: Compresor Nebulizador

Fabricante: Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply CO. YUWELL

Referencia: 403T

Características: Nebulizador con bajo nivel de ruido y partículas pequeñas es ideal para la familia, uso médico y todo tipo de pacientes. Diseño compacto.

Contiene: Unidad principal, cable de poder, filtro de aire, **nebulizador (Máscara o boquilla)**

Uso: Destinado a la administración de medicamento en forma de aerosol a pacientes adultos y pediátricos con síntomas respiratorios.

Garantía de un año por defecto de fabricación.

REGISTRO INVIMA 2020DM-0022271

Especificaciones:

Dimensiones	19.5 x 9.8 x 16 cm
Peso	1.5 kg
Requerimientos eléctricos	
Ruido	≤65 dB(A)
Tamaño de la partícula	
Flujo de litro máximo	≥10L/min
Presión máxima	≥ 0.15 MPa
Temperatura de operación	10°C - 40°C
Humedad de operación	30% - 75%
Temperatura de almacenamiento	-40°C - 55°C
Humedad de almacenamiento	10% - 93%
Presión atmosférica de almacenamiento	700hpa - 1060hPa
Tiempo de operación continuo	Máximo 4 horas